

REPORT:

PROYECTO SUMINISTRO CORONA VIRUS

CLIENT:
BAPLE

ISSUE DATE:
4.21.2020

"... CONTINUOUSLY IMPROVING TO SATISFY YOU ..."

INDEX

1.	PSCv1 – COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit (colloidal gold)	3
1.	PSCV02 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE – USO MÉDICO – CE 93-42-EEC – 1 millones en 1 días	8
	<i>FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO.....</i>	<i>11</i>
2.	PSCV19 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE – USO MÉDICO – CE 93-42-EEC – 1 millones en 5 días	12
	<i>FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO.....</i>	<i>15</i>
3.	PSCV20 Mascarilla quirúrgica desechable CON CE.....	16
4.	Pscv14 kn95.....	19
	<i>FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO.....</i>	<i>20</i>
5.	PSC06 - TERMÓMETRO INFRARROJOS.....	21
	<i>FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO.....</i>	<i>22</i>
6.	PSC07 - ROPA DE PROTECCIÓN - PROTECTIVE CLOTHES WITH FOOT COVER / ESTANCO ..	23
	<i>FOTOS DEL PRODUCTOS.....</i>	<i>24</i>
7.	PSC08 - GAFAS DE PROTECCI'ON	25
	<i>FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO.....</i>	<i>26</i>
8.	Pscv12 – pantallas de protección pet.....	27
	<i>FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO.....</i>	<i>28</i>

9.	PSC09 - Guantes de vinilo para examen médico. Sin POLVO.....	29
	<i>FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO.....</i>	<i>31</i>
10.	PSC10 - GUANTES NITRILO SIN POLVO PARA EXAMEN MÉDICO.....	32
	<i>FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO.....</i>	<i>34</i>
11.	PSC11 - GUANTES DE PVC	35
	<i>FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO.....</i>	<i>36</i>
12.	Pscv18 hdpe gloves.....	37
	<i>FOTOS DEL PRODUCTO.....</i>	<i>38</i>
13.	Pscv19 GUANTES DE LATEX EXAMEN SIN POLVO - 1000 UDS - 3.5 gr	39
	<i>FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO.....</i>	<i>41</i>
14.	PSC15 - Dispensador de Hidrogel o Alcohol FREE TOUCH	42
	<i>PRODUCTO.....</i>	<i>43</i>
	<i>OTRA INFORMACIÓN.....</i>	<i>44</i>
15.	PSC16 - Dispensador de Hidrogel o Alcohol Portátil y FREE TOUCH	46
	<i>FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO.....</i>	<i>47</i>

1. PSCV1 – COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST KIT (COLLOIDAL GOLD)

SKU (UPC)
NAME
PRODUCT
INFORMATION

PSCV 17
COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit (colloidal gold) DATA SHEET

Technical principle: Colloidal gold immunochromatography assay

Test specimen: Serum/Plasma/Whole Blood sample


Packaging specifications: 25 tests / kit

Main ingredients: Test card, sample dilution solution

Storage temperature: 2-30°C, dry and protected from light, valid for 18 months

BACKGROUND


Since December 2019, Wuhan in Hubei Province has successively discovered multiple cases of patients with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). With the spread of the epidemic, such cases have been found in other parts of China and abroad. As an acute respiratory infectious disease, the disease has been included in the Class B infectious diseases stipulated in the Law of the People's Republic of China on the Prevention and Control of Infectious Diseases, and is managed as a Class A infectious disease.



DETECTION SIGNIFICANCE

- The new type of coronavirus (SARS-CoV-2) infection can cause the body's immune response and stimulate B cells to produce corresponding specific antibodies, which is an important basis for the immune diagnosis of SARS-CoV-2 infection.
- In the early stage of infection, IgM-specific antibodies against viral nucleoproteins are mainly detected to detect early-infected patients. Serum IgG antibodies are detected during the infection and recovery periods. Patients are continuously tested for viral serum antibodies and clinical observations to understand the rule of virus elimination for large-scale epidemiological investigations.
- Compared with nucleic acid detection, the detection method has the advantages of simple and fast operation, and small restrictions on professional and places, and can complement the nucleic acid detection method, thereby shortening the time for detecting SARS-CoV-2 and speeding up suspected cases. The instant diagnosis and on-site screening in close contact with the crowd can be found and detected to reduce the risk of transmission. It is especially suitable

IgG / IgM antibody detection can detect infection 0-7 days in advance



PRODUCTS
APPLICATIONS


Introduction to detection of COVID-19 IgG and IgM antibodies

Products applications

1. Rapid test for patients with fever, respiratory symptoms or imaging characteristics of Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
2. Supplementary testing for patients with negative nucleic acid tests.

Detection process

Note: The detection process is for reference only. Yilifang only provides COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit (colloidal gold)




REPORT


CLIENT: *BAPLE*
CODE: 4.21.2020
ISSUE DATE: 4.21.2020



PRODUCT ADVANTAGES



OPERATING PROCEDURES



REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*




CERTIFICATES	CONFIRMATION OF EU PRODUCT NOTIFICATION – IVD DIRECTIVE 98/79/EC by SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GmbH (Europe)
STANDARDS	EN ISO 13485:216 ALL CHINESE STANDARDS
DOCS	MSDS, CLINICAL TRIAL REPORT, ISO, CNAS1, CNAS2, MEDICAL DEVICE PRODUCTION LICENSE
CE VALID UNTIL	03.08.2025
QUANTITY AVAILABLE PER DAY	500.000 PCS
COUNTRY OF ORIGIN	CHINA
INCOTERM	FOB HONG KONG
SOURCE	MANUFACTURER
PACKAGING	20 Test per color box 50color boxes/Master carton Master carton size:42.5*30*25.5cm Volume:0.65m ³

PRICE FOB
PRICE
DEADLINE

EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME
ONE WEEK

1. PSCV02 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE – USO MÉDICO – CE 93-42-EEC – 1 MILLONES EN 1 DÍAS



SKU (UPC)

PSC02

DESCRIPCIÓN Y TAMAÑO

EN LA LISTA DE Provincial-Level Drug Administration Registration Information for Surgical Medical Face masks

3 capas de material grueso: la máscara está hecha de 3 capas de tela no tejida de alta calidad; tiene un efecto de filtrado más fuerte y es más cálida y transpirable. La máscara está hecha de tela no tejida transpirable de alta calidad con un efecto de filtrado más fuerte y es más cálida y seguro.

Máscara desechable Eficiente: cubre tu nariz, boca y barbilla para una protección completa.

Diseño único: cómodo elástico para la oreja, bucles extra suaves para eliminar la presión de las orejas. La capa interna está hecha de tejido facial suave, suave para la piel.

Amplia aplicación: máscara perfecta para viajar a través de aeropuertos congestionados, terminales de autobús, parques comerciales y calles concurridas de la ciudad. En HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS, restaurantes, salones de belleza, tiendas de uñas, tiendas de mascotas y limpieza, así como otros entornos que requieren protección respiratoria

COLOR

Azul Claro

PAIS DE ORIGEN

CHINA

CERTIFICADOS

DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC). Al ser una mascarilla quirúrgica desechable, la

legislación que se le aplica es la directiva dispuesta anteriormente. La cual, como se puede observar en el CERTIFICADO CE, cumple con la DIRECTIVA EUROPEA por lo que podría entrar en la comunidad Europea sin ningún tipo de problema. La DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC). es la base, dentro de ésta, está la DIRECTIVA 93/68/ECC que es la deCE MAKING, Modificación de la 93-42-EEC. **DEBIDO A LA NUEVA LEGISLACIÓN EN LA ADUANA CHINA, NO VAN A AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DEL CE.**

CERTIFICADO FDA

CERTIFICADO ISO

BFE AND PFE TEST REPORT

MDD REPORT

CHINESE REPORT

FDA

EN ISO 13485 2016

CLASE I – REGLAMENTACIÓN 1 ANEXO IX DE LA DIRECTIVA 93-42-EEC.

El uso es para minimizar los riesgos de exposición de partículas que se encuentran en el aire

NORMAS

CLASIFICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Lugares frescos y en la oscuridad.

Temperatura de almacenamiento: 8-40C

Humedad: 30-70%

Lugares libres de contaminación sobre todo cuando el producto se encuentra abierto

COMPOSICIÓN

BFE≥99% - BFE≥99%

SPP25GR – MB25GR – SPP25GR

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FICHA LOGÍSTICA	CAJA 50 UNIDADES 180X100X70 MM – 250 GR
	CAJA MASTER 40 CAJAS DE 50 PCS 525X380X310 MM – 7.5KG
CLASIFICACIÓN	Aluminio: AMARILLO
MEDIOAMBIENTAL	Polipropileno, polietileno, poliéster, poliuretano, celulosa: VERDE
TRATAMIENTO POST USO (14001 ISO)	Se recomienda la incineración del producto.
HSCODE	6307900000
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	1 MILLÓN POR DÍA
FECHA DE CADUCIDAD	2 AÑOS
FUENTE DE SUMINISTRO	FÁBRICA
PRECIO FOB SHENZHEN	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME

REPORT


CLIENT: *BAPLE*
CODE: 4.21.2020
ISSUE DATE: 4.21.2020



FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



2. PSCV19 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE – USO MÉDICO – CE 93-42-EEC – 1 MILLONES EN 5 DÍAS



SKU (UPC)

PSCV19

DESCRIPCIÓN Y TAMAÑO

EN LA LISTA DE Provincial-Level Drug Administration Registration Information for Surgical Medical Face masks

3 capas de material grueso: la máscara está hecha de 3 capas de tela no tejida de alta calidad; tiene un efecto de filtrado más fuerte y es más cálida y transpirable. La máscara está hecha de tela no tejida transpirable de alta calidad con un efecto de filtrado más fuerte y es más cálida y seguro.

Máscara desechable Eficiente: cubre tu nariz, boca y barbilla para una protección completa.

Diseño único: cómodo elástico para la oreja, bucles extra suaves para eliminar la presión de las orejas. La capa interna está hecha de tejido facial suave, suave para la piel.

Amplia aplicación: máscara perfecta para viajar a través de aeropuertos congestionados, terminales de autobús, parques comerciales y calles concurridas de la ciudad. En HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS, restaurantes, salones de belleza, tiendas de uñas, tiendas de mascotas y limpieza, así como otros entornos que requieren protección respiratoria

COLOR

Azul Claro

PAIS DE ORIGEN

CHINA

CERTIFICADOS

DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC). Al ser una mascarilla quirúrgica desechable, la

legislación que se le aplica es la directiva dispuesta anteriormente. La cual, como se puede observar en el CERTIFICADO CE, cumple con la DIRECTIVA EUROPEA por lo que podría entrar en la comunidad Europea sin ningún tipo de problema. La DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC). es la base, dentro de ésta, está la DIRECTIVA 93/68/ECC que es la deCE MAKING, Modificación de la 93-42-EEC. **DEBIDO A LA NUEVA LEGISLACIÓN EN LA ADUANA CHINA, NO VAN A AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DEL CE.**

CERTIFICADO FDA

CERTIFICADO ISO

BFE AND PFE TEST REPORT

MDD REPORT

CHINESE REPORT

FDA

EN ISO 13485 2016

CLASE I – REGLAMENTACIÓN 1 ANEXO IX DE LA DIRECTIVA 93-42-EEC.

El uso es para minimizar los riesgos de exposición de partículas que se encuentran en el aire

NORMAS

CLASIFICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO

Lugares frescos y en la oscuridad.

Temperatura de almacenamiento: 8-40C

Humedad: 30-70%

Lugares libres de contaminación sobre todo cuando el producto se encuentra abierto

COMPOSICIÓN

BFE≥95% - BFE≥95%

SPP25GR – MB25GR – SPP25GR

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FICHA LOGÍSTICA	CAJA 50 UNIDADES 180X100X70 MM – 250 GR CAJA MASTER 40 CAJAS DE 50 PCS 525X380X310 MM – 7.5KG
CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL	Aluminio: AMARILLO Polipropileno, polietileno, poliéster, poliuretano, celulosa: VERDE
TRATAMIENTO POST USO (14001 ISO)	Se recomienda la incineración del producto.
HSCODE	6307900000
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	1 MILLÓN POR DÍA
FECHA DE CADUCIDAD	2 AÑOS
FUENTE DE SUMINISTRO	FÁBRICA
PRECIO FOB SHENZHEN	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO



3. PSCV20 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE CON CE

SKU (UPC)	PSCV20
DESCRIPCIÓN Y TAMAÑO	<p>3 capas de material grueso: la máscara está hecha de 3 capas de tela no tejida de alta calidad; tiene un efecto de filtrado más fuerte y es más cálido y transpirable. La máscara está hecha de tela no tejida transpirable de alta calidad con un efecto de filtrado más fuerte y es más cálido y seguro.</p> <p>Máscara desechable Eficiente: cubre tu nariz, boca y barbilla para una protección completa.</p> <p>Diseño único: cómodo elástico para la oreja, bucles extra suaves para eliminar la presión de las orejas. La capa interna está hecha de tejido facial suave, suave para la piel.</p> <p>Amplia aplicación: máscara perfecta para viajar a través de aeropuertos congestionados, terminales de autobús, parques comerciales y calles concurridas de la ciudad. En HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS, restaurantes, salones de belleza, tiendas de uñas, tiendas de mascotas y limpieza, así como otros entornos que requieren protección respiratoria</p>
COLOR	Azul Claro
PAIS DE ORIGEN	CHINA
CERTIFICADOS	<p>Cumple con la DIRECTIVA 2016/425. Esta directiva deroga a la legislación 93/95/CEE que son las que legislan a equipos de protección individual, diferente a la directiva de equipos médicos que es la Directiva 93/42EEC.. DEBIDO A LA NUEVA LEGISLACIÓN EN LA ADUANA CHINA, NO VAN A AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DEL CE.</p> <p>GB2626 CON EL INFORME VERIFICADO DEL GOBIERNO CHINO.</p> <p>NOTA: PARA DONACIONES, SON APTAS YA QUE EL MINISTERIO DE SANIDAD ACEPTA LA CERTIFICACIÓN CHINA.</p> <p>MDD REPORT CHINESE REPORT FDA</p>
CLASIFICACIÓN	USO CIVIL
INSTRUCCIONES DE USO	El uso es para minimizar los riesgos de exposición de partículas que se encuentran en el aire



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Lugares frescos y en la oscuridad.
Temperatura de almacenamiento: 8-40C
Humedad: 30-70%

COMPOSICIÓN

Lugares libres de contaminación sobre todo cuando el producto se encuentra abierto
BFE≥95% - BFE≥95%
SPP25GR – MB25GR – SPP25GR

FICHA LOGÍSTICA

CAJA 50 UNIDADES 180X100X70 MM – 250 GR
CAJA MASTER 40 CAJAS DE 50 PCS 525X380X310 MM – 7.5KG

CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Aluminio: AMARILLO
Polipropileno, polietileno, poliéster, poliuretano, celulosa: VERDE

TRATAMIENTO POST USO (14001 ISO)

Se recomienda la incineración del producto.

HSCODE

6307900000

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

1 MILLÓN POR DÍA

FECHA DE CADUCIDAD

2 AÑOS

FUENTE DE SUMINISTRO

FÁBRICA

PRECIO FOB SHANGHAI

EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME

FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO



4. PSCV14 KN95.

SKU(UPC)	PSC14
DESCRIPCIÓN	El respirador de mascarilla médica KN95, tiene un nivel de eficiencia de filtrado del 95% o mayor contra aerosoles en partículas libres de aceite. La mayoría de los respiradores KN95 se fabrican para su uso en la construcción y otros trabajos de tipo industrial que exponen a los trabajadores al polvo y partículas pequeñas. Estos respiradores son evaluados por el ORGANISMO OFICIAL GM de CHINA. GB2626.
COLOR	Blanco o azul
PAIS DE ORIGEN	China
ESTANDAR	KN95
MODELO	Plegable
MATERIALES	Materiales internos suaves La pinza nasal ajustable reduce la posibilidad de que se empañen las gafas y ayuda a garantizar un mejor sellado y ajuste Diseño trenzado de dos correas
NORMAS	Regulación . GB2626, FDA Y CE.
STANDARDS	GB2626 KN95
TEST REPORT	STFWT20200498
FICHA LOGISTICA	PE BAG 20 UDS CAJA EXTERIOR100 PE BAGS / 2000 UDS POR CAJA 50X45X50 CM
DELIVERY TIME	Entrega en 7 días despues de recepción del Deposit Payment
FECHA DE CADUCIDAD	2 años
PRECIO SHANGHAI FOB	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME
SOURCE	Manufacturer
SKU (PC)	PSCV14 KN95

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: 4.21.2020
ISSUE DATE: 4.21.2020



FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO





5. PSC06 – TERMÓMETRO INFRARROJOS

SKU(UPC)	PSC06
DESCRIPCIÓN	EN LA LISTA DE Provincial-Level Drug Administration Registration Information for Medical Devices Termómetro de infrarrojos de precisión. Dispone de pantalla de tres colores dependiendo de las franjas de temperatura instaladas. Modo distancia y modo no distancia. Apagado automático. Alarma de fiebre. Memoria 32.
COLOR	Blanco y Violeta
PAIS DE ORIGEN	China
ESTANDAR	TUW RHEINLAND
MODELO	FORE HEAD INFRARED THEMOMETER
NORMAS	93/42/CEE y FDA
MANUFACTURER	CHINA
FICHA LOGISTICA	CAJA DE COLOR 20X12X5 CM PESO PRODUCTO 140 GR DIMENSION DEL PRODUCTO: 15X9X4 CM
DELIVERY TIME	Entrega en 15 días despues de recepción del Deposit Payment
PRECIO FOB CHINA	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME
SOURCE	DEDE FABRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*

 **baple**
CONTRATTI, TEMPI E RENDIMENTI





FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



6. PSC07 – ROPA DE PROTECCIÓN – PROTECTIVE CLOTHES WITH FOOT COVER / ESTANCO

SKU(UPC)	PSC07
COLOR	Blanco
PAIS DE ORIGEN	China
NORMAS ESTANDAR	RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
MODELO	PROTECTIVE CLOTHING. TEJA NO TEJIDA COMPUESTA DE ALTA BARRERA, TIRA TERMOSELLADA, BANDA ELÁSTICA E HIJO DE COSER DE POLIESTER. PUEDE PROPORCIONAR UNA BARRERA DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL MÉDICO CONTRA POSIBLES INFECCIONES AL CONTACTAR CON LA SANGRE, FLUIDOS CORPORALES, SECRECIÓN, PARTICULAS EN EL AIRE,... DE LOS PACIENTES.
FICHA LOGISTICA	30 UDS POR CAJA TAMAÑO DE LA CAJA 60X40X40 CM PESO PRODUCTO: 11 KGS
DELIVERY TIME	Entrega en 15 días despues de recepción del Deposit Payment
PRECIO FOB CHINA	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO
SOURCE	DESDE FABRICA

REPORT


CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FOTOS DEL PRODUCTOS



7. PSC08 – GAFAS DE PROTECCI'ON

SKU(UPC)	PSC08
DESCRIPCIÓN	Gafas de protección que se ajustan cómodamente a la cabeza. Con goma elástica que facilita el ajuste. ENVIRONMENTAL FRIENDLY PVC. 1.0MM PC LENS INDIRECT VENTS. 41CM HIGH ELASTIC POLYESTER HEADBAND
COLOR	Transparente
PAIS DE ORIGEN	China
NORMAS	DIRECTIVA 89/686 CEE MARKING 1 B 166B 2001
ESTANDAR	
ESPECIFICACIONES	Optical class 1 Luminous transmittance 89% Protection against high speed particles, medium energy impact (B)
ALMACENAJE	Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.
MANTENIMIENTO	No usar líquidos abrasivos. Todas las partes exteriores se deberán limpiar con desinfectante.
WARNING	Este producto protege de impactos moderados pero puede llegar a romperse. No se deberá alterar y o modificar para su uso óptimo Si las gafas están dañadas, se deberán reemplazar inmediatamente
MATERIAL	POLICARBONATO Y PVC
FICHA LOGISTICA	1 UDS POR BOLSA PP 1 UD POR BOLSA PE CAJA MASTER 73X42X45 CM
DELIVERY TIME	Entrega en 20 días después de recepción del Deposit Payment
PRECIO FOB CHINA	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME
SOURCE	DESDE FABRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



8. PSCV12 – PANTALLAS DE PROTECCIÓN PET


SKU(UPC)	PScv12
DESCRIPCIÓN	Pantallas de protección 100% PET. .
COLOR	Transparente
PAIS DE ORIGEN	China
NORMAS	CE CERTIFICATE
ESPECIFICACIONES	100% PET
ALMACENAJE	Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.
MANTENIMIENTO	No usar líquidos abrasivos. Todas las partes exteriores se deberán limpiar con desinfectante.
WARNING	Este producto protege de impactos moderados pero puede llegar a romperse. No se deberá alterar y o modificar para su uso óptimo Si las gafas están dañadas, se deberán reemplazar inmediatamente
MATERIAL	PET
FICHA LOGISTICA	200 UDS POR CAJA MASTER CAJA MASTER 66X37X37 CM 8KG
DELIVERY TIME	Entrega en 5 días después de recepción del Deposit Payment
PRECIO FOB CHINA	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL INFORME
SOURCE	DESDE FABRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



9. PSC09 – GUANTES DE VINILO PARA EXAMEN MÉDICO. SIN POLVO

SKU(UPC)

PSC09

COLOR

Transparente opaco, azul, verde y negro

PAIS DE ORIGEN

China

NORMAS

DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC), ISO, FDA

ESTANDAR

***Conforms to ASTM D5250 and EN455 standards.**
***Manufactured under QSR (GMP), ISO9001:2008 & ISO 13485:2003 (Medical Device) Quality Management System.**

TALLAS

EXTRA PEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE

DIMENSIONES

Dimension	Standards	
	HeartMed/iGlove	ASTM D5250
Length(mm)	Min. 230	Min. 230
Width(mm)		
Extra-small	75 ± 5	85 ± 5
Small	85 ± 5	95 ± 5
Medium	95 ± 5	105 ± 5
Large	105 ± 5	115 ± 5
Extra-large	115 ± 5	
Thickness - single wall (mm)		
Fingers	Min. 0.08	Min. 0.08
Palm	Min. 0.05	Min. 0.05

PROPIEDADES FÍSICAS

Property	ASTM D5250
Elongation at break (%)	Min. 300
Tensile Strength (Mpa)	Min. 11

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.

MANTENIMIENTO

Los guantes son de un solo uso. No requieren ningún mantenimiento. Se tirarán inmediatamente después de su uso

HSCODE

39262011

FICHA LOGISTICA

100 uds por caja

10 cajas por caja master

Dimensiones de la caja master: 335x230x230 mm

Peso de la caja Master: 5.5 Kg

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



1 x 20FCL: 1600 CTNS
1 x 40FCL: 3200 CTNS
1 x 40HQ : 3500 CTNS

DELIVERY TIME

Entrega en 20 días después de recepción del Deposit Payment

PRECIO FOB CHINA

EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO

FECHA DE CADUCIDAD

Si se mantienen a temperatura de no más de 30 grados, 5 años.

PROCEDENCIA

FÁBRICA

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



10. PSC10 – GUANTES NITRILO SIN POLVO PARA EXAMEN MÉDICO

SKU(UPC)

PSC10

COLOR

Transparente opaco, azul, violeta y negro

PAIS DE ORIGEN

China

NORMAS

DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC), ISO, FDA

ESTANDAR

*Conforms to ASTM D6319 and EN 455 Standards.
 *Manufactured under QSR (GMP), ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 (Medical Device) Quality Management System.
 *Biocompatibility tested or biocompatibility friendly.
 *Resists permeation by a wide range of chemicals as compared to natural rubber latex of the same thickness.

TALLAS

EXTRA PEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE

DIMENSIONES

Dimension	Standards	
	HeartMed/iGlove	ASTM D6319
Length(mm)	Min. 240	220 min (siz XS,S) 230 min(size M,L,XL)
Width(mm)		
Extra-small	76 ± 3	70 ± 10
Small	84 ± 3	80 ± 10
Medium	94 ± 3	95 ± 10
Large	105 ± 3	111 ± 10
Extra-large	113 ± 3	120 ± 10
Thickness - single wall (mm)		
Fingers	Min. 0.05	Min. 0.05
Palm	Min. 0.05	Min. 0.05

PROPIEDADES FÍSICAS

Property	ASTM D6319
Elongation at break (%)	
Before Aging	Min. 500
After Aging	Min. 400
Tensile Strength(MPa)	
Before Aging	Min. 14
After Aging	Min. 14
Force at Break (N)	
Before Aging	N/A
After Aging	N/A

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.

MANTENIMIENTO

Los guantes son de un solo uso. No requieren ningún mantenimiento. Se tirarán inmediatamente después de su uso

HSCODE

39262011

FICHA LOGISTICA

100 uds por caja

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



10 cajas por caja master
Dimensiones de la caja master: 335x230x230 mm
Peso de la caja Master: 5.5 Kg '

1 x 20FCL: 1600 CTNS

1 x 40FCL: 3200 CTNS

1 x 40HQ : 3500 CTNS

DELIVERY TIME

PRECIO FOB CHINA

FECHA DE CADUCIDAD

PROCEDENCIA

Entrega en 20 días despues de recepción del Deposit Payment

EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO

Si se mantienen a temperatura de no más de 30 grados, 5 años.

FÁBRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO



11. PSC11 – GUANTES DE PVC

SKU(UPC)	PSC11
COLOR	Transparente opaco
PAIS DE ORIGEN	China
NORMAS ESTANDAR	
ALMACENAJE	Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.
MANTENIMIENTO	Los guantes son de un solo uso. No requieren ningún mantenimiento. Se tirarán inmediatamente despues de su uso
TALLAS	
HSCODE	39262011
FICHA LOGISTICA	100 uds por caja 10 cajas por caja master Dimensiones de la caja master: 295x235x230 mm Peso de la caja Master: Adaptado a la talla
DELIVERY TIME	Entrega en 20 días para un contenedor de 20 pies despues de recepción del Deposit Payment
PRECIO FOB CHINA	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO
SOURCE	DESDE FABRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: 4.21.2020
ISSUE DATE: 4.21.2020



FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO



12. PSCV18 HDPE GLOVES

SKU(UPC)	PSC18
COLOR	Transparente opaco, azul.
PAIS DE ORIGEN	China
NORMAS	DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC), ISO, FDA
ESTANDAR	ISO
TALLAS	EXTRA PEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE

DIMENSIONES PROPIEDADES FÍSICAS

Property	Size	In-House Standard LDPE	In-House Standard HDPE	In-House Standard CPE	
				Standard A	Standard B
Length(mm)	XS			250 – 260	-
	S	265 – 270	265 – 270	270 – 280	265 – 275
	M	270 – 275	270 – 275	270 – 280	270 – 280
	L	275 – 280	275 – 280	270 – 280	270 – 280
	XL	280 – 285	280 – 285	-	270 – 280
Width (mm)	XS			120 ± 5	-
	S	125 ± 2	125 ± 2	130 ± 5	110 ± 3
	M	135 ± 2	135 ± 2	145 ± 5	115 ± 3
	L	140 ± 2	140 ± 2	150 ± 5	120 ± 3
	XL	145 ± 2	145 ± 2	-	140 ± 3
Thickness Single Wall (mm)	All sizes	Min 0.012	Min 0.008	Min 0.021	Min 0.023

ALMACENAJE MANTENIMIENTO

Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.
 Los guantes son de un solo uso. No requieren ningún mantenimiento. Se tirarán inmediatamente después de su uso

HSCODE FICHA LOGISTICA

39262011
 100 uds por bolsa
 100 bolsas por caja master
 Dimensiones de la caja master: 34x28x16 cm

DELIVERY TIME PRECIO FOB CHINA FECHA DE CADUCIDAD PROCEDENCIA

Entrega en 20 días después de recepción del Deposit Payment
EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO
 Si se mantienen a temperatura de no más de 30 grados, 5 años.
 FÁBRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: 4.21.2020
ISSUE DATE: 4.21.2020



FOTOS DEL PRODUCTO



13. PSCV19 GUANTES DE LATEX EXAMEN SIN POLVO – 1000 UDS – 3.5 GR

SKU(UPC)

PSC19

COLOR

Transparente opaco, azul.

PAIS DE ORIGEN

China

NORMAS

DIRECTIVA DE PRODUCTOS MÉDICOS (93-42-EEC), ISO, FDA

ESTANDAR

* Conforms to ASTM D3578 (05) and EN455 (09) Standards.
 * Manufactured under QSR (GMP) and ISO9001 : 2008 Quality Management System.
 * Using FDA approved absorbable corn starch, USP grade.

TALLAS

EXTRA PEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE

DIMENSIONES

DIMENSIONES FÍSICAS

Dimension	Standards		
	HeartMed/iGlove	ASTM D3578	EN 455
Length(mm)	Min. 240	Min. 220 (size XS,S) Min. 230 (size M, L, XL)	Min. 240
Width(mm)			
Extra-small	76 ± 3	70 ± 10	≤80
Small	84 ± 3	80 ± 10	80 ± 10
Medium	94 ± 3	95 ± 10	95 ± 10
Large	105 ± 3	111 ± 10	110 ± 10
Extra-large	113 ± 3	N/A	≥110
Thickness - single wall (mm)			
Fingers	Min. 0.08	Min. 0.08	N/A
Palm	Min. 0.08	Min. 0.08	N/A

PROPIEDADES
FÍSICAS

Property	ASTM D3578	En455
Elongation at break (%)		
Before Aging	Min. 650	N/A
After Aging	Min. 500	N/A
Tensile Strength(MPa)		
Before Aging	Min. 18	N/A
After Aging	Min. 14	N/A
Force at Break (N)		
Before Aging	N/A	Median 6
After Aging	N/A	Median 6

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.

MANTENIMIENTO

Los guantes son de un solo uso. No requieren ningún mantenimiento. Se tirarán inmediatamente después de su uso

HSCODE

39262011

FICHA LOGISTICA

100 uds por caja

10 cajas por caja master

Dimensiones de la caja master: 34x28x16 cm

DELIVERY TIME

Entrega en 20 días después de recepción del Deposit Payment

Baple Global trade CO LTD – www.baple.es – info@baple.es

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



PRECIO FOB CHINA
FECHA DE CADUCIDAD
PROCEDENCIA

EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO

Si se mantienen a temperatura de no más de 30 grados, 5 años.

FÁBRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



14.PSC15 – DISPENSADOR DE HIDROGEL O ALCOHOL FREE TOUCH

SKU(UPC)	PSC15
COLOR	Transparente y blanco
PAIS DE ORIGEN	China
NORMAS	CE, FDA
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none">1. Posibilidad de uso de tres liquidos GEL, ESPUMA E HIDROGEL2. Disponibilidad de un REFILL DE 1.2 L3. Cierre4. Con UV DESINFECTION para matar virus en la mano5. Tiene una utilidad de 30k pulsaciones y puede ir con batería o directamente a la red.6. Indicador de Batería Baja8. Material Virgen. ABS ENGINEERING PLASTIC9. Color: Blanco y Negro10. Packaging: POLIBAG Y CAJA. Como se muestra en la fotografía posterior.13. MOQ: 2000 PCS
ALMACENAJE	Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.
FICHA LOGISTICA	<ul style="list-style-type: none">15 uds por caja masterDimensiones de la caja master: 60x41x29 cm
DELIVERY TIME	Preguntar a nuestro equipo.
PRECIO FOB CHINA	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO
SOURCE	DESDE FABRICA

REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



PRODUCTO



REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: 4.21.2020
ISSUE DATE: 4.21.2020



OTRA INFORMACIÓN



hand sanitizer many people are using now



Spray the 75% alcohol is easy to cause a fire caused by static electricity.



Touch each other, not to get a spread infection of the virus.



- wall-mounted, one time spray after use, avoid any fire
- Automatic working by sensor
- free touch to avoid any virus





WITH CE ROHS FCC

- 1, Suitable for 3 difference liquid : foam, soap, sanitizer
- 2, Refillable bottle (1000ml) or disposable bag(800ml)
- 3, Lockable with window design
- 4, With UV disinfection can kill virus on the hand
- 5, Support DC and battery, the battery can use more than 30,000 times push
- 6, Light indicator for low power
- 7, Light indicator if something under the dispenser from the sensor and will stop working to avoid any leakage

Material	Product Size (MM)	PCS/CTN	Carton Size (CM)	N.W./G.W.(kg)	Capacity(ml)
ABS	130*115*270	15	60*41*29	13.4/14.9	1000

Pumps



Foam



Drop



Spray

Cartridges



800ml disposable bag



1000ml Refillable bottle



Light(Red)indicator for low power or something under it



DC or Battery



UV disinfection

15.PSC16 – DISPENSADOR DE HIDROGEL O ALCOHOL PORTÁTIL Y FREE TOUCH

SKU(UPC)	PSC16
COLOR	Transparente y blanco
PAIS DE ORIGEN	China
NORMAS	CE
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none">1. Posibilidad de uso de tres líquidos GEL, ESPUMA E HIDROGEL2. Disponibilidad de un REFILL como se muestra en la fotografía posterior. Capacidad de 280 y 350 ml3. Cierre4. Distancia del sensor: 5 cm máximo8. Material Virgen. ABS ENGINEERING PLASTIC10. Packaging: Caja a color. Como se muestra en la fotografía posterior.11. Tamaño: 101x82x215 mm12. 25 unidades por caja MASTER. DIMENSIONES CAJA MASTER: 53.5x44.5x24 CM13. MOQ: 2000 PCS
ALMACENAJE	Almacenar en un lugar seco y limpio para no producir daño.
FICHA LOGISTICA	<ul style="list-style-type: none">100 uds por caja10 cajas por caja masterDimensiones de la caja master: 53.5x44.5x24 CMPeso de la caja Master: Adaptado a la talla
DELIVERY TIME	Preguntar a nuestro equipo
PRECIO FOB CHINA SOURCE	EN EL CUADRO RESUMEN ADJUNTADO AL CORREO DESDE FABRICA

FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO



Automatic inductive contact **Quickly out of the bubble**

**Starting a smart new life, just need to reach out will
bring more bubbles than traditional hand washing**



REPORT

CLIENT: *BAPLE*
CODE: *4.21.2020*
ISSUE DATE: *4.21.2020*



Light Indicator

- 1 Tap the top button to switch on and off
- 2 Blue light shows the small volume
- 3 Touch again, white light shows large volume
- 4 Press the button for the third time to close it
- 5 Red light shows switch off



Product Parameters



Name Sensor Foam Dispenser

Material ABS

Power 4.5V

Temperature 5°C—60°C

Waterproof level IPX4

Sensor Distance ≤50MM

Battery 3*AA Battery

Installation and Operation



1. Put in the 3*AA batteies



2. Push the battery bin into the machine and press to lock it



3. Fill in the foam soap



4. Connect the bottle an machine, rotate clockwise until firm